

# info **BITC**

## Hydra-Cell MT8がラボでの全テストに合格

ドイツで化学試験のラボを運営する企業にて、新商品MT8型三連薬注ダイヤフラムポンプの評価テストを実施頂きました。その企業様では、幅広い流量・圧力レンジで水性／溶剤ベースの顔料エマルジョンを安定して送液できるポンプを探していました。

評価テストでは、カーボンブラック、有機顔料分散剤、イエロー無機顔料、グリーン有機顔料、バイオレット1、2有機顔料が使われ、異物の最大含有率は45%、最大粒径は45ミクロン。流量は可変となり、圧力も最大22MPaまでの可変となります。

この条件でMT8はお客様の想像を超える性能を全ての液で証明しました。

**WANNER**  
*Hydra-Cell*<sup>®</sup>  
Seal-less Pump Technology



- 型式 : MT08MSNJNSSGB05C
- 流量 : 可変 (最大30.28LPH)
- 圧力 : 可変 (最大22.0MPa)
- 用途 : 水性／溶剤ベースの顔料エマルジョン